

ÉPROUVETTES GRADUÉE

Réf. DBJ001_DBJ008

Réf. DBJ041_DBJ047

Les épprouvettes gradués Endo Plasticware sont conçus pour offrir précision et durabilité dans les applications de laboratoire. Fabriqués à partir de matériaux de haute qualité, ces cylindres assurent une mesure précise des liquides, garantissant fiabilité et résistance dans des environnements exigeants.

Épprouvette graduée en PP Class B

Réf. DBJ001_DBJ008



- Fabriquée en polypropylène
- Base hexagonale pour une meilleure stabilité, avec un bec pour un versement facile
- Graduation en relief permanente

Référence	Capacité	Ø int*	Hauteur*	Graduations	Packaging
DBJ001	10 mL	12,5 mm	147 mm	0,2 mL	B/10 unités
DBJ002	25 mL	18 mm	171 mm	0,5 mL	B/10 unités
DBJ003	50 mL	23,5 mm	250 mm	1 mL	B/10 unités
DBJ004	100 mL	28 mm	250 mm	1 mL	B/10 unités
DBJ005	250 mL	37 mm	328 mm	2 mL	B/6 unités
DBJ006	500 mL	52,5 mm	365 mm	5 mL	B/6 unités
DBJ007	1000 mL	62 mm	440 mm	10 mL	B/4 unités
DBJ008	2000 mL	78,5 mm	536 mm	20 mL	B/2 unités

*Dimensions approximatives

Épprouvette graduée double en PP Class B

Réf. DBJ041_DBJ047



- Fabriquée en polypropylène
- Base hexagonale pour une meilleure stabilité, avec un bec pour un versement facile
- Graduation en relief permanente et graduation bleue imprimée sur le côté opposé

Référence	Capacité	Tolérance	Ø int*	Hauteur*	Graduations	Packaging
DBJ041	10 mL	0.5 ±mL	14 mm	130 mm	0.2 mL	B/10 unités
DBJ042	25 mL	0.5 ±mL	19 mm	140 mm	0.5 mL	B/10 unités
DBJ043	50 mL	0.5 ±mL	23 mm	182 mm	1 mL	B/10 unités
DBJ044	100 mL	1 ±mL	29 mm	245 mm	1 mL	B/10 unités
DBJ045	250 mL	2.5 ±mL	39 mm	298 mm	5 mL	B/6 unités
DBJ046	500 mL	5 ±mL	49 mm	355 mm	5 mL	B/6 unités
DBJ047	1000 mL	10 ±mL	66 mm	414 mm	10 mL	B/4 unités

*Dimensions approximatives