



BIDONS

Réf. CLD013_019, CLG011_013, CLG016

Bidons très résistants et durables, de différentes formes, conçus pour une utilisation à long terme dans des environnements exigeants tels que l'industrie alimentaire, les laboratoires et les applications industrielles.

Bidons ronds avec robinet

Réf. CLD013_016



- Fabriqué en polyéthylène haute densité (HDPE)
- Matériau de qualité alimentaire
- Équipé d'un robinet fileté 3/4" BSP d'une profondeur de 12 mm, y compris un joint pour assurer l'étanchéité
- Équipé d'un bouchon avec des trous pour le sceau de garantie
- Avec poignée de transport
- Conçu pour fonctionner à des températures inférieures à 0 °C

Référence	Capacité (L)	Ø ext (mm)	Hauteur (mm)	Ø bouche (mm)
CLD013	5	167	355	51
CLD014	10	212	430	51
CLD015	25	275	580	80
CLD016	50	350	715	80

Robinet pour bidons

Réf. CLD017



- Fabriqué en polyéthylène haute densité (PEHD) avec un orifice de sortie de 9 mm de diamètre.

Référence	Description
CLD017	Avec un filetage de 3/4"

Bidons rectangulaires avec robinet

Réf. CLD018, CLD019



- Fabriqué en polyéthylène haute densité (PEHD)
- Matériau de qualité alimentaire
- Muni d'un robinet de 3/4"

Référence	Capacité (L)	Dimensions (LxLxH) (cm)	Ø bouche (mm)
CLD018	10	28x18x34	44
CLD019	20	32x18x45	46



BIDONS

Réf. CLD013_019, CLG011_013, CLG016

Bidons ronds sans robinet, avec col large

Réf. CLG009, CLG010



- Fabriqué en polyéthylène haute densité (PEHD)
- Matériau de qualité alimentaire
- Idéal pour les poudres et les granulés
- Avec poignée de transport
- Équipé d'un bouchon avec des trous pour le sceau de garantie

Référence	Capacité (L)	Ø ext (mm)	Hauteur (mm)	Ø bouche (mm)
CLG009	5	167	350	85
CLG010	10	210	420	100

Bidons rectangulaires sans robinet, empilables

Réf. CLG011_013



- Fabriqué en polyéthylène haute densité (PEHD)
- Matériau de qualité alimentaire
- Conforme aux réglementations de transport suivantes:
 - ADR-RID, terrestre
 - IMO-IMDG, maritime
 - IATA-ICAO, aérien

Référence	Capacité (L)	Dimensions (LxLxH) (mm)	GL
CLG011	5	163x187x236	51
CLG012	10	187x227x320	51
CLG013	20	236x288x380	51

Bidon avec poignées et autoclavable

Réf. CLG016



- Fabriqué en polypropylène (PP)
- Contient des résines de qualité médicale USP Class VI
- Avec de larges poignées pour faciliter le transport et le versement et un bouchon à vis en PP

Référence	Capacité (L)	Ø ext (mm)	Hauteur (mm)	Filetage	Ø int bouche (mm)
CLG016	10	249	376	83B	65