

FLASK WITH ROUND BOTTOM

with SJ

The uniform thickness of the wall as well as the round bottom makes this flask suitable for thermal operations. It allows the uniform heating of content. Typical use: distillation, extraction.


RUNDKOLBEN

mit NS

Eine gleichmäßige Wanddicke und der runde Boden sorgen für eine sichere Arbeit bei Wärmeoperationen. Gleichmäßige Erwärmung des Inhalts. Typische Verwendung: Destillation, Extraktion.

Cat. No. 8004

Catalog No. Katalog-Nr.	Capacity (ml) Kapazität	d (mm)	h (mm)	SJ NS	Packing (pcs) Packung (Stück)
1632426219050	50	51	105	14/23	10
1632426219051	50	51	105	19/26	10
1632426219052	50	51	105	29/32	10
1632426219100	100	64	115	14/23	10
1632426219101	100	64	115	19/26	10
1632426219102	100	64	115	29/32	10
1632426219250	250	85	145	29/32	10
1632426219251	250	85	145	45/40	10
1632426219500	500	105	175	29/32	10
1632426219501	500	105	175	45/40	10
1632426219940	1000	131	210	29/32	10
1632426219941	1000	131	210	45/40	10
1632426219950	2000	166	260	29/32	6
1632426219951	2000	166	260	45/40	6
1632426219954	4000	207	315	45/40	2
1632426219958	6000	236	355	60/46	2
1632426219966	10000	279	420	60/46	1



NOTES / AUFZEICHNUNGEN