

BEAKERS, LOW FORM, WITH SPOUT

Beaker is more resistant against stroke and smash.

Typical use: work with higher mechanical effort.

BECHER

niedrige form mit Ausguß

Der Becher ist gegen Schlag und Zerschlagen beständiger.

Typische Verwendung: Arbeit mit einer höheren mechanischen Beanspruchung.

Cat. No. 155

Catalog No. Katalog-Nr.	Capacity (ml) Kapazität	d (mm)	h (mm)	Packing (pcs) Packung (Stück)
1632411010005	5	22	30	10
1632411010010	10	26	35	10
1632411010025	25	34	50	10
1632411010050	50	42	60	10
1632417010100	100	50	70	10
1632417010150	150	60	80	10
1632417010250	250	70	95	10
1632417010400	400	80	110	10
1632417010600	600	90	125	10
1632417010800	800	100	135	10
1632417010940	1000	105	145	10
1632417010950	2000	130	185	4
1632417010952	3000	150	210	4
1632417010956	5000	170	270	2
1632411010966	10000*	217	350	1
1632411010968	20000*	285	430	1

* Proportions outside the regulation

* Abmessungen außerhalb der Norm

PN 70 4030	ISO 3819	DIN 12 331	CSN 70 4031
---------------	-------------	---------------	----------------

NOTES / AUFZEICHNUNGEN

