



## FLASKS ERLIENMEYER, WIDE NECK

Flask has a big labelling for content identification. Flask is suitable for mixing liquids. Equal thickness of walls - suitable for thermic operations. Wide neck simplifies filling and cleaning.

## ERLIENMEYER-KOLBEN

weithalsig

Der Becher hat ein großes Beschriftungsfeld für die Kennzeichnung des Inhaltes. Der Becher ist für Rühren von Flüssigkeiten geeignet. Gleichmäßige Wanddicke - für Wärmeoperationen geeignet. Der breite Hals ermöglicht Füllung und Reinigung.

### Cat. No. 25

Catalog No. Katalog-Nr.	Capacity (ml) Kapazität	d1 (mm)	d2 (mm)	h (mm)	Packing (pcs) Packung (Stück)
1632411106025	25*	42	32	70	10
1632411106050	50	51	34	85	10
1632417106100	100*	64	34	110	10
1632417106200	200*	79	50	131	10
1632417106250	250	85	50	140	10
1632417106300	300*	87	50	156	10
1632417106500	500	105	50	175	10
1632417106940	1000	131	50	220	10
1632417106950	2000*	153	72	280	6

\* Outside the regulation

\* Abmessungen außerhalb der Norm

PN 70 4030	ISO 24450	CSN 70 4039
---------------	--------------	----------------

## SCREW ERLIENMEYER FLASKS WITH GL THREADS AND SCREW CUP

Flask has a big labelling for content identification. Locking piece can be PBT<sup>1</sup> or with membrane<sup>2</sup> (gass exchange). Typical use: substance storage, preparation of medias and cultivation.

## ERLIENMEYER-KOLBEN

mit GL-Gewinde

Der Becher hat ein großes Beschriftungsfeld für die Kennzeichnung des Inhaltes. Der Verschluss kann PBT<sup>1</sup> oder mit Membrane<sup>2</sup> (Gasaustausch) sein. Typische Verwendung: Aufbewahrung von Substanzen, Vorbereitung von Medien und Kultivierung.

### Cat. No. 8023 C

Catalog No. Katalog-Nr.	Capacity (ml) Kapazität	GL	d (mm)	h (mm)	Packing (pcs) Packung (Stück)
1632426731100	100	25	64	100	10
1632426731250	250	32	85	140	10
1632426731500	500	32	105	175	10
1632426731940	1000	32	131	215	10

CSN 70 4030
----------------

