



## Pipeteadores

### REF. - MBB002, MBB004, MBB007, MBG018

- El conjunto de los diferentes modelos de pipeteadores permite optar por la solución más eficaz y asequible a cada aplicación, afin de lograr un pipeteo cómodo y rápido de líquidos de cualquier naturaleza mediante el uso de pipetas aforadas o graduadas, tanto de vidrio como de plástico.
- Los denominados Pipeteadores manuales así como los Aspiradores para pipetas, diseñados ergonómicamente, disponen de un mecanismo interno que permite aspirar y dispensar diferentes volúmenes de líquidos sin cambio de posición manual y con el único movimiento del pulgar, evitando movimientos molestos y fatiga de la mano.
- Gracias a su conexión flexible, fabricado en goma, pueden ser utilizados con pipetas de distintas capacidades.
- Son resistentes a la acción de ácidos y bases, y fácilmente desmontables para su limpieza.

## Pipeteadores manuales

### REF. - MBB002, MBB004, MBB007

- Ergonómicos, ligeros y fáciles de manejar con una mano
- Con pera de goma, palanca para aspiración y expulsión del líquido y botón para expulsión del último residuo de líquido
- Para pipetas de 0.1 mL a 100 mL
- Incluyen filtro hidrófobo reemplazable 3  $\mu$ m para protección del mecanismo interno.



Referencia	Color
MBB002	Azul
MBB004	Verde
MBB007	Amarillo

## Accesorios incluidos

### REF. - MBG018

Referencia	Descripción
MBG018	Filtro para pipeteador manual DIGIPETTE