



## Agitateur multitubulaire digital vortex

### Réf. LGB004

L'agitateur multitubulaire à vortex numérique Nahita Blue adopte une programmation simple et présente l'avantage de pouvoir mélanger et traiter jusqu'à 54 échantillons à la fois, ce qui permet d'économiser du temps et des efforts.

- Moteur sans balai sans entretien.
- Équipé d'un bouton d'arrêt d'urgence, pour arrêter immédiatement le fonctionnement de l'équipement en cas de besoin.
- Démarrage en douceur et accélération uniforme
- Il comprend 10 programmes de stockage.
- Il intègre la fonction "Pulse", qui permet de sélectionner le temps de fonctionnement et d'arrêt. Il est également possible de régler le nombre de répétitions du cycle.
- Écran LCD de 3 pouces, avec réglages en ligne et paramètres de fonctionnement clairs.
- Il intègre un avertissement sonore à la fin du cycle.
- Tiges graduées avec une échelle de 0 à 15 cm pour un alignement correct.
- Fabriqué en métal, avec quatre pieds en caoutchouc à ventouse.



## Spécifications techniques

Référence	LGB004
Vitesse	200 - 2500 tr/min (par paliers de 10 tr/min)
Précision de la vitesse	±15 tr/min
Durée	1-59 s / 1-999 min
Mode d'oscillation	Circonférence
Diamètre circonférentiel	3,6 mm
Écran	LCD rétro-éclairé
Programmes	0-9
Charge maximale	5 kg
Alimentation	100/240 V ; 50/60 Hz
Consommation	90 W
Niveau de protection	IP20
Poids	24 Kg
Dimensions (L x P x H)	425x300x445 mm

## Accessoires intégrés



Description	1 éponge pour 54 tubes 1,5/2 mL	1 éponge pour 54 tubes de 15 mL	1 éponge pour 20 tubes de 50 mL
-------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------