



## EGOUTTOIRS

En tant qu'éléments indispensables au fonctionnement quotidien du laboratoire, les égouttoirs de paillasse et/ou fixés au mur, s'utilisent pour égoutter et sécher tout type de matériel de laboratoire (verrerie, plastique, etc.) de taille petite à moyenne (bêchers, éprouvettes, fioles, tubes, etc.). Ces modèles sont à poser sur la paillasse ou à fixer au mur.



réf. 63224730



réf. 63224750


### De paillasse

- 1 | Fabriqués en fil plastifié.
- 2 | Avec protections en silicone, ils intègrent un plateau de réception des gouttes qui peut être retiré.
- 3 | Ils peuvent être posé sur une surface de travail ou fixé au mur.

Référence	Postes	Dimensions (mm)	Type
63224730	32	470 x 360 x 160	Paillasse / Mural
63224750	55	640 x 360 x 140	Paillasse / Mural

### Accessoires

Référence	Description
63224759	Plateau pour égouttoir



### Mural

- 1 | Fabriqué en polypropylène.
- 2 | Il intègre des picots facilement démontables qui permettent de s'adapter à des objets de tailles ou de formes particulières.
- 3 | Avec sortie pour faciliter la vidange du plateau inférieur.

Référence	Postes	Dimensions (mm)	Type
41000001	20	500x350x100	Mural