



Egouttoir de table

Réf. ZCZ001, ZCZ002, ZCZ003, ZCZ016

En tant qu'éléments indispensables au fonctionnement quotidien du laboratoire, les égouttoirs de paillasse et/ou fixés au mur, s'utilisent pour égoutter et sécher tout type de matériel de laboratoire (verrerie, plastique, etc.) de taille petite à moyenne (bêchers, éprouvettes, fioles, tubes, etc.).

Ces modèles sont à poser sur la paillasse ou à fixer au mur.

De paillasse

Réf. ZCZ001, ZCZ002, ZCZ016



- Fabriqués en fil plastifié.
- Avec protections en silicone, ils intègrent un plateau de réception des gouttes qui peut être retiré.
- Ils peuvent être posé sur une surface de travail ou fixé au mur.

Référence	Postes	Dimensions	Type
ZCZ001	32	470x360x160 mm	Paillese/mural
ZCZ002	55	640x360x140 mm	Paillese/mural

Accessoires

Référence	Description
ZCZ016	Plateau pour égouttoir ZCZ001, ZCZ002

Wall model

Réf. ZCZ003



- Fabriqué en polypropylène. Il intègre des picots facilement démontables qui permettent de s'adapter à des objets de tailles ou de formes particulières.
- Avec sortie pour faciliter la vidange du plateau inférieur.

Référence	Postes	Dimensions	Type
ZCZ003	27	550x400x120 mm	Mural