

Supports pour pipettes

Ces deux portoirs universels acceptent toutes les marques de pipettes, garantissant leur entreposage. Bonne stabilité sur la paillasse grâce aux pastilles antidérapantes. Faciles à nettoyer.



336

Twister™ universal 336

- 6 positions
- Rotation douce sur 360°
- Prise en main facile des instruments
- Adapté à la plupart des marques de pipettes
- Disques interchangeables
- 7 couleurs translucides



Solution universelle de rangement

Plus de micropipettes posées sur la paillasse. Elles trouveront une place sur les portoirs universels compatibles avec les instruments Socorex et ceux d'autres marques. Démontage et nettoyage simples.

Commande

Couleur	Emballage	No. cat.
Twister™ universal 336		
Rouge Rubis	1 / pk	320.336R
Orange Topaze	1 / pk	320.336O
Jaune Citrine	1 / pk	320.336Y
Vert Émeraude	1 / pk	320.336G
Bleu Saphir	1 / pk	320.336B
Gris Quartz	1 / pk	320.336Q
Blanc Diamant	1 / pk	320.336W



337

In-line™ universal 337

- 7 positions
- Pour pipettes monocanal de la plupart des marques
- Modèle de table peu encombrant
- Polyamide solide
- 5 couleurs pastel attrayantes



Instruments en ligne

Compatible avec anciennes et nouvelles générations de pipettes Socorex, ce support universel accepte aussi des pipettes d'autres marques.

Commande

Couleur	Emballage	No. cat.
In-line™ universal 337		
Gris clair	1 / pk	320.337G
Rose pastel	1 / pk	320.337R
Bleu glacier	1 / pk	320.337B
Vert menthe	1 / pk	320.337M
Jaune vanille	1 / pk	320.337Y