



GUERIDONS DE SOINS INOX DEMONTES 2 PLATEAUX 2 TRAYS TROLLEYS KNOCKDOWN CONSTRUCTION

Entièrement réalisés en acier inox 304.

Très belle finition poli brillant et robuste !
Grande stabilité ! Entretien aisé.

Charge maxi : 50 kg répartis sur les plateaux.

Hauteur des plateaux par rapport au sol :
325mm, 845mm

Plateaux emboutis, 2 poignées de poussée
Piètement : Tube \varnothing 25mm
4 Roues \varnothing 100 mm, bandage non tâchant.

Pare-chocs annulaires \varnothing 95mm.

Possibilité piètement peinture Epoxy

Totally made of 304 stainless steel.

*Very nice mirror polish finishing and robust!
Great stability! Easy cleaning.*

Maximum load: 50kg distributed on the shelves.

Tray height from the floor: 325mm, 845mm

Shaped trays, 2 push handles

Legs: \varnothing 25 mm tube

4 non-marking \varnothing 100 mm wheels.

Bumpers \varnothing 95mm

Possibility of Epoxy painted legs



2 PLATEAUX

Sans galeries :

Réf : 441 Dimensions : 600mm x 430mm

Réf : 741 Dimensions : 750mm x 500mm

Réf : 941 Dimensions : 900mm x 600mm

Avec galeries :


Réf : 445 Dimensions : 600mm x 430mm

Réf : 745 Dimensions : 750mm x 500mm

Réf : 945 Dimensions : 900mm x 600mm

Réf : 445 avec options galeries

Ref: 445 with guard rails options



Réf : 441

2 TRAYS

Without guard rails:

Ref: 441 Dimensions: 600mm x 430mm

Ref: 741 Dimensions: 750mm x 500mm

Ref: 941 Dimensions: 900mm x 600mm

With guard rails:

Ref: 445 Dimensions: 600mm x 430mm

Ref: 745 Dimensions: 750mm x 500mm

Ref: 945 Dimensions: 900mm x 600mm

Options

Page 21



GUERIDONS DE SOINS INOX DEMONTES 3 PLATEAUX 3 TRAYS TROLLEYS KNOCKDOWN CONSTRUCTION

Entièrement réalisés en acier inox 304

Très belle finition poli brillant et robuste !
Grande stabilité ! Entretien aisé.

Charge maxi : 50 kg répartis sur les plateaux.

Hauteur des plateaux par rapport au sol :
225mm, 535mm, 845mm

Plateaux emboutis, 2 poignées de poussée

Piètement : Tube \varnothing 25mm

4 Roues \varnothing 100 mm, bandage non tâchant.

Pare-chocs annulaires \varnothing 95mm.

Possibilité piètement peinture Epoxy

Totally made of 304 stainless steel.

Very nice mirror polish finishing and robust!

Great stability! Easy cleaning.

Maximun load: 50kg distributed on the shelves.

Tray height from the floor: 225mm, 535mm, 845mm

Shaped trays, 2 push handles

Legs: \varnothing 25 mm tube

4 non-marking \varnothing 100 mm wheels.


Bumpers: \varnothing 95mm

Possibility of Epoxy painted legs



Réf : 446

Réf : 447



Réf : 446

3 PLATEAUX

Sans galeries :

Réf : 446 Dimensions : 600mm x 430mm

Réf : 746 Dimensions : 750mm x 500mm

Réf : 946 Dimensions : 900mm x 600 mm

Avec galeries :

Réf : 447 Dimensions : 600mm x 430mm

Réf : 747 Dimensions : 750mm x 500mm

Réf : 947 Dimensions : 900mm x 600 mm

3 TRAYS

Without guard rails:

Ref: 446 Dimensions: 600mm x 430mm

Ref: 746 Dimensions: 750mm x 500mm

Ref: 946 Dimensions: 900mm x 600 mm

With guard rails:

Ref: 447 Dimensions: 600mm x 430mm

Ref: 747 Dimensions: 750mm x 500mm

Ref: 947 Dimensions: 900mm x 600 mm

Options

Page 21