



Creuset en quartz sans couvercle

Réf. CPH016_ CPH019



- Fabriqués en quartz.
- Ils ont une résistance thermique de 1200 °C.

| Référence | Capacité mL | ø diam x hauteur | Type |
|-----------|-------------|------------------|----------------|
| CPH016 | 15 | 38x28 | Sans couvercle |
| CPH017 | 25 | 44x36 | Sans couvercle |
| CPH018 | 50 | 53x45 | Sans couvercle |
| CPH019 | 100 | 67x55 | Sans couvercle |

Creuset en quartz avec couvercle

Réf. CPH020_ CPH023



- Fabriqués en quartz.
- Ils ont une résistance thermique de 1200 °C.

| Référence | Capacité mL | ø diam x hauteur | Type |
|-----------|-------------|------------------|----------------|
| CPH020 | 15 | 38x26 | Avec couvercle |
| CPH021 | 25 | 44x36 | Avec couvercle |
| CPH022 | 50 | 53x45 | Avec couvercle |
| CPH023 | 100 | 67x55 | Avec couvercle |