



## Crisoles de cuarzo sin tapa

Ref. CPH016\_ CPH019



- Fabricados en cuarzo.
- Su resistencia térmica es de 1200 °C.

Referencia	Capacidad mL	Ø sup.x altura	Tipo
CPH016	15	38x28	Sin tapa
CPH017	25	44x36	Sin tapa
CPH018	50	53x45	Sin tapa
CPH019	100	67x55	Sin tapa

## Crisoles de cuarzo con tapa

Ref. CPH020\_ CPH023



- Fabricados en cuarzo.
- Su resistencia térmica es de 1200 °C.

Referencia	Capacidad mL	Ø sup.x altura	Tipo
CPH020	15	38x26	Con tapa
CPH021	25	44x36	Con tapa
CPH022	50	53x45	Con tapa
CPH023	100	67x55	Con tapa