



# PLAQUE MULTIPUITS TRAITÉE POUR CULTURE CELLULAIRE, STÉRILE

Réf. BRL001 BRL002, BRL003, BRL004, BRL005, BRL006, BRL007

Les plaques de culture multipuits stériles Endo Plasticware sont des consommables indispensables dans les laboratoires de biologie, de microbiologie et de biotechnologie. Elles sont spécialement conçues pour la culture et l'analyse simultanées de plusieurs échantillons, permettant de réaliser des essais efficaces, reproductibles et facilement comparables dans un format compact et polyvalent.

- Fabriquées en polystyrène vierge à 100 %, de couleur transparente
- Surface traitée
- Volume et surface de croissance uniformes pour maximiser la zone utile de croissance dans tous les puits
- Identification alphanumérique pour une lecture facile
- Stérilisées par faisceau d'électrons (E-beam)
- Sans DNase, RNase ni pyrogènes
- Couvercles inclus
- Conditionnées individuellement



## Spécifications techniques

Référence	Puits	Fond	Vol de travail (mL)	Surface de croissance (cm <sup>2</sup> )
BRL001	6	Plat	1.90-2.90	9.60
BRL002	12	Plat	0.76-1.14	3.85
BRL003	24	Plat	0.38-0.57	1.93
BRL004	48	Plat	0.19-0.29	0.83
BRL005	96	Plat	0.075-0.20	0.33
BRL006	96	En U	0.075-0.20	0.58
BRL007	96	En V	0.075-0.20	