




BOUCHONS EN CAOUTCHOUC AVEC JUPE REPLIABLE

Réf. - BMJ012_ BMJ019

Les bouchons en caoutchouc avec jupe sont conçus pour assurer une étanchéité efficace dans les applications de laboratoire. Ils sont fabriqués en caoutchouc souple, ce qui leur permet de s'adapter à différents types de récipients.

- Plage de température de travail approximative: 60–70 °C
- Fabriqué en caoutchouc naturel
- Autoclavable de manière ponctuelle (une ou deux fois au maximum).
Non adapté aux processus de stérilisation répétés en autoclave
- Le matériau peut être perforé sans compromettre sa fonctionnalité



Réf.	Taille* (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
BMJ012	10.2	10.2	13.3	9.7	10.2
BMJ013	13	13	18.7	13.5	13.4
BMJ014	15.85	15.85	20.2	15.2	15
BMJ015	24	24	28.3	13.5	21.4
BMJ016	13.6	13.6	18	10	15.6
BMJ017	18.5	18.5	24	14.8	18.5
BMJ018	24.4	24.4	28.8	15.4	21
BMJ019	28.6	28.6	34.65	19.75	16.5

*La spécification de taille fait référence au diamètre intérieur maximal du récipient à obturer