



# Racks

## Avec plateaux amovibles

Réf. **BYF029, BYF031, BYF038**

- Racks en acier inoxydable AISI 304 avec plateaux amovibles pour boîtes en carton ou en plastique jusqu'à 133x133x50/52 mm

Referencia	BYF029	BYF031	BYF038
Cajas	4x4	5x4	5x3
Altura cajas (mm)	52	52	50
Dimensiones rack (mm)	140x555x233	140x555x290	143x440x285



## Disposition horizontale, pour les congélateurs

Réf. **BYF050, BYF053**

- Racks en acier inoxydable AISI 304 pour armoires jusqu'à 133x133x50 mm

Referencia	BYF050	BYF053
Cajas	9	12
Altura cajas (mm)	50	50
Dimensiones rack (mm)	140x140x500	140x140x665



## Disposition verticale, pour les congélateurs

Réf. **BYF069, BYF071**

- Racks en acier inoxydable AISI 304 pour boîtes jusqu'à 133x133x50/75 mm

Referencia	BYF069	BYF071
Cajas	4x4	3x3
Altura cajas (mm)	50	75
Dimensiones rack (mm)	140x575x277	140x420x245

