





FUNNEL, ANALYTICAL

for quick filtering

These funnels possess high chemical and thermal resistance.

Typical use: quick filtering of liquids.

ANALYSETRICHTER

für schnelle Filtration

Die Trichter haben eine hohe chemische sowie Wärmebeständigkeit.

Typische Verwendung: Filtration und Handhabung von Flüssigkeiten.

Cat. No. 2354

Catalog No. Katalog-Nr.	d1 (mm)	d2 (mm)	l (mm)	Packing (pcs) Packung (Stück)
1632421052055	55	8	150	10
1632421052075	75	8	150	10
1632421052100	100	8	150	10

ISO
4798

CSN
70 4080

FUNNEL FILLING

with short straight end

Typical use: handling with powdery and granulated substances.

PULVERTRICHTER

mit kurzem, gerade Stiel

Typische Verwendung: Handhabung der Pulver- und Granulatstoffe.

Cat. No. 2356

Catalog No. Katalog-Nr.	d1 (mm)	d2 (mm)	h (mm)	Packing (pcs) Packung (Stück)
1632413103050	50	20	50	10
1632413103060	60	20	60	10
1632413103080	80	25	75	10
1632413103100	100	25	95	10
1632413103120	120	30	110	10
1632413103160	160	35	137	10
1632413103200	200	38	180	6

PN
70 0116