



## Ventilador de anestesia veterinaria BAM-5 Pro Turbo

### Ref. ZMC028

- Compatible con la mayoría de equipos de anestesia inhalatoria veterinaria
- Su turbina incorporada de alta performance evita el uso de compresor o fuentes de gas externo
- Manejo preciso y sencillo , calcula automáticamente los parámetros de ventilación introduciendo el peso del animal
- Apto para animales de 2 – 100 kg
- Incluye dos concertinas : 0-300 ml para animales de hasta 20 kg aprox y 300-1500 ml para animales de 20-100 kg aprox.
- 3 modos de trabajo , VCV , PCV y SPONT :
  - Modo VCV : establece en forma automática el volumen corriente adecuado
  - Modo PCV : indicado para no sobrepasar un determinado valor de presión en cada inspiración
  - Modo SPONT : útil en la transición de respiración asistida a espontánea , el ventilador se activa en caso de detectar apnea
- PEEP incluido en VCV y PCV
- Pantalla táctil 9" TFT LCD , de gran tamaño y mayor visualización
- Funciones de monitorización respiratoria:
  - Alarmas : Presión pico , VC esp. , VM , PEEP , FR , tiempo de apnea , CO2 y FiO2 ( sensores opcionales)
  - Monitorización : Presiones pico , meseta y media , PEEP , VM , VM spont , FR , FR spont , VC esp , VC insp , I:E , EtCO2 , presión de gas de accionamiento
  - Gráficos y curvas disponibles en pantalla : P-t, F-t, V-t , bucle P-V y bucle F-V





# Ventilador de anestesia veterinaria BAM-5 Pro Turbo

Ref. ZMC028

## Pantalla



Referencia	ZMC028
Medidas (HxLxP mm)	390 x 280 x 270
Peso	7 Kg
Frecuencia respiratoria	1-150 rpm
Volumen corriente	20 - 1500 mL
Flujo trigger	0,5 ~ 20L/min, OFF
Presión trigger	-1 ~ -20 cm H <sub>2</sub> O, OFF
Ratio I:E	9,9 : 1 - 1 : 9,9
Tiempo de inspiración	0,1-12 seg
Presión inspiratoria	2 - 60 cm H <sub>2</sub> O
PEEP	3 ~ 20 cm H <sub>2</sub> O, OFF
Presión pico	0 - 80 cm H <sub>2</sub> O
Funciones preinstaladas	- FiO <sub>2</sub> (sensor opcional) - Capnómetro (sensor mainstream opcional)