

CUPULES, HARICOTS, CUVETTES ET BASSINES *LOTION BOWLS, KIDNEY DISHES, WASH BOWLS AND BASINS*

Cupules en acier inox 304, avec bec. Réalisées par déformation à froid. Aspect satiné intérieur et extérieur.
Haricots utilisés en bloc opératoire du milieu hospitalier, pour poser des instruments et/ou des appareils.
Cuvettes et bassines coniques en inox 304.

*AISI 304 stainless steel lotion bowls, with spout. Made by cold deformation. Satin finish inside and outside.
Kidney dishes used in the operating room of the hospitals, to put instruments and/or appliances.
304 stainless steel conical wash bowls and basins.*



Cupules à fond plat avec bec :

Réf : 304 Capacité 20ML Ø40mm - 25mm (HT) vendu par 5

Réf : 305 Capacité 35ML Ø50mm - 25mm (HT) vendu par 5

Réf : 306 Capacité 60ML Ø60mm - 30mm (HT)

Réf : 307 Capacité 85ML Ø70mm - 35mm (HT)

Réf : 308 Capacité 100ML Ø80mm - 40mm (HT)

Réf : 310 Capacité 250ML Ø100mm - 50mm (HT)

Réf : 312 Capacité 500ML Ø120mm - 60mm (HT)

Réf : 316 Capacité 1L Ø 160mm - 80mm (HT)

Réf : 320 Capacité 2L Ø 200mm - 100mm (HT)

Réf : 325 Capacité 4,5L Ø 255mm - 120mm (HT)

Pour notifier l'option sans bec, faire suivre la référence de **SSB**. Avec anses, faire suivre la référence de **A** (à partir de 308)

Haricots cuvette réniforme :

Modèles à bords francs :

Réf : 1717

Capacité 20 ML 170 mm(l)x95 mm(L)x35 mm (HT)

Réf : 1724

Capacité 75 ML 250 mm(l)x135mm(L)x45mm (HT)

Modèles à bords roulés :

Réf : 1725

Capacité 75 ML 250 mm(l)x135 mm(L)x45mm (HT)

Cuvettes et bassines conique :

Réf : 1520 Capacité 2L Ø 200mm - 115mm (HT)

Réf : 1528 Capacité 5L Ø 280mm - 125mm (HT)

Réf : 4035 Capacité 14L Ø 400mm - 155mm (HT)

Lotion bowls with flat bottom and spout:

Ref: 304 Capacity 20ML Ø40mm - 25mm (Ht) sold by 5

Ref: 305 Capacity 35ML Ø50mm - 25mm (Ht) sold by 5

Ref: 306 Capacity 60ML Ø60mm - 30mm (Ht)

Ref: 307 Capacity 85ML Ø70mm - 35mm (Ht)

Ref: 308 Capacity 100ML Ø80mm - 40mm (Ht)

Ref: 310 Capacity 250ML Ø100mm - 50mm (Ht)

Ref: 312 Capacity 500ML Ø120mm - 60mm (Ht)

Ref: 316 Capacity 1L Ø 160mm - 80mm (Ht)

Ref: 320 Capacity 2L Ø 200mm - 100mm (Ht)

Ref: 325 Capacity 4.5L Ø 255mm - 120mm (Ht)

*To notify the option without spout, add the reference of **SSB**. With handles, follow the reference of **A** (from 308)*

Kidney dishes:

Models without rim:

Ref: 1717

Capacity 20 ML 170 mm(w)x95mm(L)x35mm (Ht)

Ref:1724

Capacity 75 ML 250 mm(w)x135mm(L)x45mm (Ht)

Models halfround rim:

Ref:1725

Capacity 75 ML 250 mm(w)x135mm(L)x45mm (Ht)

Wash bowls and basins:

Ref: 1520 Capacity 2L Ø 200mm - 115mm (Ht)

Ref: 1528 Capacity 5L Ø 280mm - 125mm (Ht)

Ref: 4035 Capacity 14L Ø 400mm - 155mm (Ht)