

PRODUITS DE LABORATOIRE

LABORATORY PRODUCTS



Cristallisoirs hauts :

Réf : 1070 Inox 304

Capacité 125ml Ø 70 mm HT 35 mm

Réf : 1085 Inox 304

Capacité 250ml Ø 85 mm HT 45 mm

Réf : 1110 Inox 304

Capacité 500ml Ø 110 mm HT 55 mm

Réf : 1140 Inox 316L

Capacité 1L Ø 140 mm HT 70 mm

Réf : 1160 Inox 316L

Capacité 2L Ø 160 mm HT 105 mm

Réf : 1200 Inox 316L

Capacité 5 L Ø 200 mm HT 160 mm

Cristallisoirs bas :

Réf : 406 Inox 316L

Capacité 50ml Ø 60 mm HT 20 mm

Réf : 408 Inox 316L

Capacité 100ml Ø80 mm HT 20 mm



High evaporating dishes:

Ref: 1070 in 304 stainless steel

Capacity 125 ml Ø 70 mm Ht 35 mm

Ref: 1085 in 304 stainless steel

Capacity 250 ml Ø 85 mm Ht 45 mm

Ref: 1110 in 304 stainless steel

Capacity 500 ml Ø 110 mm Ht 55 mm

Ref: 1140 in 316L stainless steel

Capacity 1L Ø 140 mm Ht 70 mm

Ref: 1160 in 316L stainless steel

Capacity 2L Ø 160 mm Ht 105 mm

Ref: 1200 in 316L stainless steel

Capacity 5 L Ø 200 mm Ht 160 mm

Low evaporating dishes:

Ref: 406 in 316L stainless steel

Capacity 50 ml Ø 60 mm Ht 20 mm

Ref: 408 in 316L stainless steel


Capacity 100 ml Ø80 mm Ht 20 mm



Réf : 1826




Réf : 1832




Réf : 1971



Réf : 1822



Réf : 1975LG



Réf : 1975



Réf : 1869

Spatules inox minimum 5 pièces

Réf : 1822 Pointe lancéolée longueur 130 mm

Réf : 1826 Micro spatule 130 mm

Réf : 1832 Spatule type longueur double 200 mm

Réf : 1869 Spatule longueur 200 mm

Réf : 1971 Spatule type cuillère longueur 120 mm

Réf : 1975 Spatule double inox longueur 230 mm

Réf : 1975LG Spatule double inox longueur 500 mm

Stainless steel spatulas – minimum 5 units

Ref: 1822 Shaft spatula 130 mm

Ref: 1826 Micro-spatula 130 mm

Ref: 1832 Double length spatula 200 mm

Ref: 1869 Spatula length 200 mm

Ref: 1971 Spoon type spatula length 120 mm

Ref: 1975 Double spatula length 230 mm

Ref: 1975LG Double spatula 500 mm long



Réf : 920

Couloirs à manche Inox 304

Réf : 915 Capacité 0,5ml Ø75 mm 150 mm (HT)

Réf : 920 Capacité 1L Ø95 mm 200 mm (HT)

Réf : 923 Capacité 2L Ø115 mm 233 mm (HT)

Couloirs à manche Inox 316L

Réf : 915L Capacité 0,5ml Ø75 mm 150mm (HT)

Réf : 920L Capacité 1L Ø95 mm 200mm (HT)

Réf : 923L Capacité 2L Ø115 mm 233mm (HT)

304 stainless steel chemical scoops

Ref: 915 Capacity 0.5ml Ø 75 mm 150 mm (Ht)

Ref: 920 Capacity 1L Ø 95 mm 200 mm (Ht)

Ref: 923 Capacity 2L Ø 115 mm 233 mm (Ht)

316L stainless steel chemical scoops

Ref: 915L Capacity 0.5ml Ø 75 mm 150mm (Ht)

Ref: 920L Capacity 1L Ø 95 mm 200mm (Ht)

Ref: 923L Capacity 2L Ø 115 mm 233mm (Ht)