



## FICHE DE SPÉCIFICATION PRODUIT

RÉFÉRENCE INFORMATIQUE

1070 à 1200

Description :

CRISTALLISOIRS INOX HAUTS

Client :

Doc N°EN614AA

FI=Ftcristallisoir.xls

Page 1/1

N° de Plan

Tolérances générales

Notice de montage

SANS OBJET

Fonction :

Contenant destiné à recevoir divers produits, utilisé en labotatoire ou dans le secteur médical,

Marché :

Labo - paramédical

Code GMDN : 35705

### Caractéristiques générales :

Réf. 1070 : diam 70mm Ht. 35mm Capacité 125ml

Réf. 1160 : diam 160mm Ht. 105mm Capacité 2L

Réf. 1085 : diam 85mm Ht. 45mm Capacité 250ml

Réf. 1200 : diam 200mm Ht. 160mm Capacité 5L

Réf. 1110 : diam 110mm Ht. 55mm Capacité 500ml

Réf. 1140 : diam 140mm Ht. 70mm Capacité 1L

### Caractéristiques mécaniques :

Sans objet

### Caractéristiques chimiques :

Réf. 1070 et 1085 : Acier inoxydable AISI 304 RB

Réf. 1110 à 1200 : Acier inoxydable AISI 316L

### Caractéristiques d'aspect :

Inox Mat

### Caractéristiques d'emballage :

Unitaire en sac plastique

Caractéristiques de maintenabilité : Nettoyage : Rinçage après application de produit.

Nettoyage, désinfection : tout mode de stérilisation (chimique, autoclave)

**A prohiber :** Produits abrasifs, produits chlorés, iodés ou à base de soude.

Recyclable :

OUI (100%)

Récupération :

OUI

Marquage CE :

Classe I

Emplacement :

En dessous, au centre (poinçon)

Analyse de risques :

Coupures (mauvais ébavurage)