

BECHERS A BORD VERSEUR INOX 316L

MOLYBDENE STAINLESS STEEL BEAKERS WITH POURING EDGE

Contenant destiné à recevoir divers produits désinfectants ou des déchets, utilisé en laboratoire.
Béchers avec ou sans bec.
Béchers avec ou sans anse.
INOX316L

Container intended to receive various disinfectant products or waste, used in laboratory.
With or without spout.
With or without handle.

Réf : 2010		
Capacité 100ml	Ø50 mm	HT 60 mm
Réf : 2025		
Capacité 250ml	Ø 65 mm	HT 80 mm
Réf : 2050		
Capacité 500ml	Ø 80 mm	HT 110 mm
Réf : 2100		
Capacité 1L	Ø 100 mm	HT 130 mm
Réf : 2200		
Capacité 2L	Ø 120 mm	HT 180 mm
Réf : 2300		
Capacité 3L	Ø 150 mm	HT 180 mm
Réf : 2500		
Capacité 5L	Ø 180 mm	HT 210 mm

Pour notifier les options faire suivre la référence :

- B avec bec
- A avec anse
- AB avec anse et bec



Ref: 2010		
Capacity 100ml	Ø50 mm	Ht 60 mm
Ref: 2025		
Capacity 250ml	Ø 150 mm	Ht 65 mm
Ref: 2050		
Capacity 500ml	Ø 80 mm	Ht 110 mm
Ref: 2100		
Capacity 1L	Ø 100 mm	Ht 130 mm
Ref: 2200		
Capacity 2L	Ø 120 mm	Ht 180 mm
Ref: 2300		
Capacity 3L	Ø 150 mm	Ht 180 mm
Ref: 2500		
Capacity 5L	Ø 180 mm	Ht 210 mm

To notify options add the reference:

- B with beak
- A with handle
- AB with handle and beak