



Probeta graduada de vidrio, clase B

Ref. DBG525, DBG526, DBG527, DBG528

- Con pico
- Base hexagonal
- Graduación blanca



Especificaciones técnicas

Referencia	Capacidad (mL)	Tolerancia (mL)	Graduación (mL)	Altura (mm)	Diámetro (mm)
DBG525	15	± 0,2	0,2	165	15
DBG526	30	± 0,5	0,5	210	20
DBG527	60	± 1,0	1,0	210	27
DBG528	125	± 1,0	1,0	268	32