

## Büchner, Guko adaptateurs

### Guko adaptateurs

Réf. PNJ003, PNJ004, PNJ005

- En caoutchouc naturel de couleur rouge
- Pour les connexions Kitasato+Büchner



Réf. PNJ004

Référence	Taille	Ø supérieur ext.	Ø inférieur ext.	Hauteur	Épaisseur
PNJ003	1	46 mm	28 mm	30,5 mm	3 mm
PNJ004	2	56 mm	38 mm	35 mm	3 mm
PNJ005	3	68 mm	47 mm	41 mm	4 mm

### Set de 7 adaptateurs Guko

Réf. PNJ006, PNJ007

- En caoutchouc/silicone de couleur bleue
- Pour les connexions Kitasato+Büchner
- Les dimensions de chaque adaptateur sont les suivantes :

N°	Ø ext grand/petit	Ø int grand/petit	Hauteur
1	21x11 mm	17x7 mm	21 mm
2	27x16 mm	22x11 mm	22 mm
3	37x22 mm	31x16 mm	25 mm
4	46x29 mm	39x22 mm	29 mm
5	58x38 mm	50x30 mm	35 mm
6	69x45 mm	60x36 mm	40 mm
7	86x57 mm	75x46 mm	45 mm



Réf.	Description
PNJ006	Jeu de 7 adaptateurs, caoutchouc
PNJ007	Jeu de 7 adaptateurs, en silicone