



DENSÍMETROS PARA ORINAS

Ref. KLG017, KLG019, KLG022, KLG023, KLG083

- Los densímetros son unos instrumentos de vidrio que se utilizan para determinar la densidad de cualquier tipo de los líquidos.
- Consisten en un flotador lastrado con metal y del que parte un vástago graduado. Dicho flotador se hundirá más o menos en el líquido a analizar dependiendo de la densidad de dicha solución (a mayor densidad, menos se hundirá el flotador).
- El punto en el que el líquido corta la escala del vástago indica la densidad.
- Suministrados en estuche individual.
- Calibrados a 20 °C.



Sin certificado
de lote

Referencia	Rango (g/mL)	Divisiones	Longitud (mm)
KLG017	1,000-1,060	0,001	145
KLG019	1,000-1,060	0,001	155
KLG022	1,000-1,060	0,001	230
KLG023	1,000-1,040	0,002	95

Con certificado
de lote

Referencia	Rango (g/mL)	Divisiones	Longitud (mm)
KLG083	1,000-1,060	0,001	145