



DENSIMÈTRES POUR URINES

Réf. KLG017, KLG019, KLG022, KLG023, KLG083

- Les hydromètres sont des instruments en verre utilisés pour déterminer la densité de les liquides.
- Ils sont constitués d'une ampoule garnie de métal et d'une tige graduée.
- Le bulbe s'enfonce plus ou moins dans le liquide à analyser en fonction de la densité (plus la densité du liquide est faible, plus l'hydromètre s'enfonce) et le point où la surface du liquide touche la tige de l'hydromètre indique la densité.
- Fournis dans un boîtier individuel
- Étalonnée à 20 °C



Sans certificat
de lot

Référence	Gamme (g/mL)	Divisions	Longueur (mm)
KLG017	1.000-1.060	0.001	145
KLG019	1.000-1.060	0.001	155
KLG022	1.000-1.060	0.001	230
KLG023	1.000-1.040	0.002	95

Avec certificat
de lot

Référence	Gamme (g/mL)	Divisions	Longueur (mm)
KLG083	1.000-1.060	0,001	145