



## FRASCOS ISO ENDO GLASSWARE

### Ref. CFB001 a CFB004, CFB077 a CFB080

Los frascos ISO Endo Glassware están fabricados conforme a las normas ISO y son adecuados para la preparación, manipulación y almacenamiento de soluciones en laboratorio. Disponibles en dos tipos de vidrio, ofrecen opciones a distintas necesidades de resistencia química y térmica.

### Características generales:

- Tapón azul y anillo de vertido en PP, resistente a temperaturas de hasta 140°C
- Rosca estándar DIN GL45
- Graduación y zona de rotulación en color blanco
- Fabricados en vidrio transparente según ISO 4796.



### Frascos ISO ECO

- Fabricados en vidrio sodocálcico

| Referencia | Capacidad (mL) | Diámetro base (mm) | Altura (mm) |
|------------|----------------|--------------------|-------------|
| CFB001     | 100            | 56                 | 100         |
| CFB002     | 250            | 70                 | 143         |
| CFB003     | 500            | 86                 | 180         |
| CFB004     | 1000           | 101                | 230         |



### Frascos ISO

- Fabricados en vidrio borosilicato 3.3

| Referencia | Capacidad (mL) | Diámetro base (mm) | Altura (mm) |
|------------|----------------|--------------------|-------------|
| CFB077     | 100            | 56                 | 100         |
| CFB078     | 250            | 70                 | 143         |
| CFB079     | 500            | 86                 | 180         |
| CFB080     | 1000           | 101                | 230         |