



► Thermobloc RS-120S



- Contrôle de la température jusqu'à 120°C
- Avec fonction de minuterie
- L'appareil est livré sans blocs. Huit blocs en option sont disponibles pour les tubes de différents volumes et microplaques
- Protection contre la surchauffe
- Couvercle de protection et de conservation de la chaleur

Spécifications techniques

Référence	JDS007
Fonctions	Chauffage
Plage de température du régulateur	15°C - 120°C, increment: 1°C
Précision du contrôle de la température (à 37°C)	± 0,5°C
Uniformité de la température	± 0,5°C
Vitesse de chauffage maximale	5,5°C/min
Durée	1 min – 99 h 59 min, fonctionnement continu (00:00)
Affichage	LED
Protection contre la surchauffe	140°C
Alimentation électrique	AC 100-120V/220-240V, 50/60Hz
Puissance	160W
Dimensions [P×L×H]	175×290×85 mm
Poids	3 kg

Blocs disponibles

Référence	Description
JDV017	Bloc 54x0,2mL
JDV018	Bloc 40x0,5mL
JDV019	Bloc 40x1,5mL
JDV020	Bloc 40x2mL
JDV021	Bloc 28x5/15mL
JDV022	Bloc 8x50mL
JDV023	Bloc pour microplaque 96/384
JDV024	Bloc pour tubes 0,2mL, 0,5mL, 1,5/2mL, 18 trous pour chaque volume