



## FIOLE JAUGÉE AVEC BOUCHON À VIS, EN PP

### Réf. DDP007 à DDP012

- Fabriqués en polypropylène (PP) transparent de haute qualité
- Col étroit pour un versement plus précis
- Stérilisables en autoclave



### Spécifications techniques

Référence	Capacité (mL)	Ø ext. base (mm)	Hauteur (mm)	GL
DDP007	25	36	121	18
DDP008	50	46	143	18
DDP009	100	58	174	18
DDP010	250	82	225	25
DDP011	500	100	265	25
DDP012	1000	120	325	25