



MATRAZ AFORADO CON TAPÓN A ROSCA, PP

Ref. DDP007 a DDP012

- Fabricados en polipropileno transparente (PP)
- Diseño de cuello estrecho para mayor precisión en el vertido
- Aptos para esterilización en autoclave



Especificaciones técnicas

Referencia	Capacidad (mL)	Ø ext base (mm)	Altura (mm)	GL
DDP007	25	36	121	18
DDP008	50	46	143	18
DDP009	100	58	174	18
DDP010	250	82	225	25
DDP011	500	100	265	25
DDP012	1000	120	325	25