



Baño de flotación para cortes de tejidos

REF. ZFP008

Baño termostatzado para cortes de parafina. Novedoso equipo en diseño y materiales, de alta estabilidad funcional y fácil manejo, que conforma parte del instrumental empleado en Histología y Patología para el tratamiento de tejidos



- Amplio panel de control de fácil comprensión y manejo.
- Cubeta termostatzada para la solución de montaje que, a la temperatura adecuada, permite la separación y posterior aplicación en el portaobjetos de la tira de cortes obtenida mediante el microtomo.
- Superficie en negro de la cubeta que permite una buena observación del corte.
- Amplio borde térmico para un excelente secado de la preparación.

Especificaciones técnicas

Referencia	ZFP008
Capacidad	2L (aprox.)
Rango de Temperatura	Ambiente hasta 90°C
Precisión	-3 / +5 °C
Dimensiones (cubeta)	240x180x54 mm
Dimensiones (equipo)	340x350x105 mm
Alimentación	AC 220±10% (50Hz)
Consumo	550 w
Fusibles	6A
Peso	4.5 kg