



Bistouri

- Les scalpels sont des couteaux très effilés utilisés dans les opérations chirurgicales, les dissections anatomiques et les autopsies, étant très utiles lorsqu'une coupe très précise et fine est nécessaire.
- Les scalpels ont deux composantes, la lame et le manche, disponibles en différentes tailles et formes; l'utilisation de chaque modèle dépendra du type et de l'accessibilité des tissus à couper.



CE
0434

Bistouri à usage unique

De FMB004 à FMB011

- Livré en paquets de 10 unités de scalpels, avec lame en acier au carbone et manche en plastique, complètement stériles et emballés individuellement.
- Avec certificat CE 0434.

Référence	Numéro	Longeur
FMB004	10	135 mm
FMB005	11	135 mm
FMB006	15	135 mm
FMB007	20	160 mm
FMB008	21	160 mm
FMB009	22	160 mm
FMB010	23	160 mm
FMB011	24	160 mm



CE
0434

Lames de bistouri

De FMB012 à FMB019, FMB026

- Fabriqués en acier au carbone et extrêmement coupants, ils nécessitent une pression minimale pour effectuer une coupe précise.
- Les lames de bistouri diffèrent non seulement par leur taille mais aussi par leur forme ; en fonction de ces caractéristiques, chaque modèle se voit attribuer un numéro universel par lequel il se distingue.
- Livré en boîtes de 100 unités, entièrement stériles et emballées individuellement
- Avec certifié CE 0434

Référence	Numéro	Pour manche
FMB012	N° 10	3
FMB013	N° 11	3
FMB026	N° 13	3
FMB014	N° 15	3
FMB015	N° 20	4
FMB016	N° 21	4
FMB017	N° 22	4
FMB018	N° 23	4
FMB019	N° 24	4



Manche pour bistouri

- A utiliser avec des lames de scalpel. Les manches de scalpels Nahita permettent une prise ferme de la lame sans risque de glissement.
- En acier inoxydable, chaque modèle est disponible en deux tailles.



N°3

N° 3

FMB020, FMB021

Référence	Numéro	Longeur
FMB020	N° 3 long	200 mm
FMB021	N° 3	125 mm



N°4

N° 4

FMB022, FMB023

Référence	Numéro	Longeur
FMB022	N° 4 long	220 mm
FMB023	N° 4	140 mm