



FRASCO LAVADOR BOCA ANCHA ETIQUETADO IMPRESO


Ref. de CKB011 a CKB020

Frasco lavador fabricado en LDPE. Con texto impreso de reactivo en inglés, francés, chino y español.

La impresión del frasco incluye:

- N° CAS (Chemical Abstract Service)
- Códigos y símbolos NFPA (National Fire Protection Association)
- Símbolos de los equipos de protección
- Frases de peligrosidad.

Contiene un tapón de rosca a color para una fácil identificación.



Ref.	Cap.	Ref.	Cap.	GL	Impresión	Color tapón
CKB011	500 mL	CKB016	250 mL	45	Methanol	Verde
CKB012	500 mL	CKB017	250 mL	45	Ethanol	Naranja
CKB013	500 mL	CKB018	250 mL	45	Isopropanol	Amarillo
CKB014	500 mL	CKB019	250 mL	45	Acetone	Rojo
CKB015	500 mL	CKB020	250 mL	45	Distilled water	Blanco

