



## Centrífuga mini modelo 2508/4

### Ref. GDC013

La mini centrífuga 2508/4 de Nahita-Blue ha sido desarrollada con tecnología de fabricación avanzada y siguiendo principios internacionales de diseño. Presenta un acabado limpio y moderno, una estructura compacta y robusta, y ofrece ventajas como alta versatilidad, manejo sencillo y funcionamiento fiable.

Se utiliza principalmente para separar partículas sólidas de líquidos en suspensión, así como para la separación de líquidos con diferentes densidades en emulsión. También puede emplearse para eliminar el contenido líquido presente en sólidos húmedos.

- Diseño compacto que maximiza la capacidad de muestra
- Tapa transparente para fácil visualización y patas de silicona antideslizantes
- Funcionamiento silencioso y suave que garantiza una separación precisa
- Bajo nivel de vibración y ruido, ideal para entornos de laboratorio



## Especificaciones técnicas

Referencia	GDC013
Modelo	2508/4
Velocidad	4000 rpm
Control	Sistema de accionamiento directo
FCR máxima	980 xg
Capacidad máxima	1.5/2.0 mlx8/ 0.2 mlx16
Tiempo aceleración/frenado	< 12 s / < 15 s
Sonido a velocidad máxima	≤ 47 dB (A)
Potencia	15 W
Alimentación	100-240 V 50/60 Hz
Temperatura y humedad permitida	5-40 °C / 80 % HR
Dimensiones	160x135x110 mm