



Mini centrifugeuse modèle 2508/4

Réf. GDC013

La mini-centrifugeuse Nahita-Blue 2508/4 a été développée à l'aide d'une technologie de fabrication avancée et conformément aux principes de conception internationaux. Elle présente une finition propre et moderne, une structure compacte et robuste, et offre des avantages tels qu'une grande polyvalence, une manipulation aisée et un fonctionnement fiable.

Il est principalement utilisé pour séparer les particules solides des liquides en suspension, ainsi que pour séparer des liquides non miscibles de densités différentes. Il peut également être utilisé pour éliminer le contenu liquide des solides humides.

- Design compact maximisant la capacité d'échantillon
- Couvercle transparent pour une visualisation facile et pieds en silicone antidérapants
- Fonctionnement silencieux et fluide garantissant une séparation précise
- Faible vibration et faible niveau de bruit, idéal pour les environnements de laboratoire



Spécifications techniques

Référence	GDC013
Modèle	2508/4
Vitesse	4000 tr/min
Contrôle	Entraînement direct de la puissance PI
FCR maximale	980 xg
Capacité maximale	1,5/2,0 mlx8/ 0,2 mlx16
Temps d'accélération/freinage	<12 s / <15 s
Bruit à la vitesse maximale	≤ 47 dB (A)
Puissance	15 W
Alimentation	100-240V 50/60 Hz
Température et humidité admissibles	5-40°C / 80% HR
Dimensions	160x135x110 mm