



# STÉRILISATEUR À INFRAROUGES

## Réf. BRG016 - BRG025

Les stérilisateur à infrarouges Nahita sont conçus pour la stérilisation rapide et efficace de petits instruments grâce au rayonnement infrarouge. Ils atteignent des températures élevées en quelques secondes, éliminant les micro-organismes sans recours à des produits chimiques ni à des temps d'exposition prolongés.

- Processus de stérilisation rapide, avec un temps d'action de 5 à 7 secondes
- Conception compacte et légère
- Noyau en porcelaine, avec une surface lisse et facile à nettoyer
- Placement facile des instruments grâce au support
- Stérilisation thermique par infrarouge

### ORIFICE DE DÉSINFECTION

Trou pour l'introduction de l'instrument à stériliser, diamètre 14 mm.



### INTERRUPTEUR ON/OFF

Interrupteur marche/arrêt



## Technical specifications

Reference	BRG016	BRG025
Température interne maximale	825 °C	
Température de chauffage	Deux options: 400 y 825°C	
Diamètre maximum des objets	14 mm	35 mm
Longueur de la zone de chauffage	150 mm	100 mm
Temps de préchauffage	10-20 min	
Poids	1.3 kg	1.4 kg
Puissance	150 W	240 W
Dimensions	230x130x185 mm	190x130x208 mm
Tension	AC220V 50Hz	