

PAPIER FILTRANT POUR CHROMATOGRAPHIE

Réf. PKC001, PKC003, PKC004, PKC006, PKC007, PKC008, PKC009, PKC010

Papier filtrant pour chromatographie conçu pour des applications analytiques nécessitant une haute reproductibilité et un contrôle précis du processus de séparation. Disponible en différentes dimensions, le papier présente les propriétés suivantes :

- Grammage : 76–84 g/m²
- Temps de filtration : 35–70 s
- Résistance à l'état humide : ≥ 50 kPa
- Résistance à l'état sec : ≥ 120 kPa
- Blancueur : ≥ 82 %
- pH : 6–8



Référence	Dimensions	Unités/boîte
PKC001	100x300 mm	100
PKC006	140x60 mm	100
PKC003	200x200 mm	100
PKC004	250x250 mm	100
PKC007	460x570 mm	100
PKC008	580x600 mm	100
PKC009	580x600 mm	25
PKC010	285x250 mm	25