



Manta calefactora con agitación de gran capacidad

Ref. JGB009, JGB010

Equipo de gran capacidad para el calentamiento de líquidos utilizado principalmente en diferentes industrias, como alimentaria, cosmética, farmacéutica, petroquímica, minería, etc.



Características

- Dos modelos disponibles: analógico (ref. JGB009) y digital (ref. JGB010)
- Agitación mediante imán teflonado
- Elemento calefactor: alambre de cromo níquel
- Material de la superficie calefactora: tejido de silicato de aluminio de alta calidad

Referencia	JGB009	JGB010
Capacidad	20 L	
Temperatura máxima	380°C	
Rango de velocidad	0-1600 rpm	
Potencia calefactora	2,5 kW	
Modo de funcionamiento	Continuo	Continuo/Con temporización
Temperatura ambiental permisible	5-40°C	
Humedad ambiental permisible	≤90%	
Alimentación	200-240 V, 50/60 Hz	
Dimensiones	Ø470x340 mm	600x457x360 mm
Peso neto aprox.	16 kg	