



BAÑOS DE ULTRASONIDOS REDONDO CON CALEFACCIÓN

Ref. ZCC031, ZCC032, ZCC033

- Depósito de acero inoxidable AISI 304; material resistente a la corrosión y de alta durabilidad, apto para uso industrial
- Circuito integrado de grado industrial; garantiza un funcionamiento estable y fiable durante un uso prolongado
- Rango de temperatura 0-80°C
- Tiempo de funcionamiento ajustable 1-99 minutos
- Funciones de desengrasado y desengrasado; adecuadas para eliminación de aceites, ceras y residuos persistentes
- Frecuencia de trabajo:
 - 28 kHz para limpieza general o prelavado
 - 40 kHz para limpieza intensiva o de precisión
- Modos automáticos de espera y reposo, con activación mediante una sola tecla
- Controlador digital de alta precisión y larga vida útil; facilita un ajuste exacto de los parámetros de operación y un mantenimiento sencillo



Especificaciones técnicas

Referencia	ZCC031	ZCC032	ZCC033
Dimensiones del depósito	Ø300x220 mm	Ø350x240 mm	Ø450x280 mm
Dimensiones totales	410x350x520 mm	460x400x540 mm	560x500x580 mm
Volumen	15 L	22 L	44 L
Potencia ultrasónica	360 W	480 W	900 W
Potencia de calentamiento	400 W	600 W	1000 W
Frecuencia	28/40 kHz		
Tiempo	1-99 min		
Temperatura	0-80 °C		
Voltaje	AC 220V		