

Entonnoirs à tige courte

Réf. PNB001, PNB002, PNB003, PNB004, PNB005, PNB006, PNB007

Endo Glassware propose sa gamme d'entonnoirs lisses à tige courte, conçus pour le transfert sûr de liquides et les opérations de filtration en laboratoire. Fabriqués en verre borosilicaté de haute qualité, ils offrent une excellente résistance chimique et thermique. Disponibles en différentes tailles, ils se distinguent par leur durabilité et leur fiabilité pour une utilisation quotidienne en laboratoire.

Caractéristiques

- Conçus pour le transfert sûr de liquides et la filtration de solutions à l'aide de papier filtre
- Fabriqués en verre borosilicaté et conformément à la norme ISO 4798
- Haute résistance chimique aux acides, aux bases et à la plupart des réactifs couramment utilisés en laboratoire
- Excellente résistance au choc thermique
- Angle de cône de 60°, optimisé pour favoriser un écoulement uniforme et une filtration efficace
- Surface lisse et homogène facilitant le nettoyage, minimisant la rétention de résidus et réduisant le risque de contamination croisée



| Référence | Capacité (ml) | Ø Entonnoir (mm) | Ø Tige (mm) | Hauteur (mm) | Ø Filtre recommandé (mm) |
|-----------|---------------|------------------|-------------|--------------|--------------------------|
| PNB001 | 10 | 40 | 4 | 70 | 50-60 |
| PNB002 | 30 | 50 | 7 | 95 | 50-60 |
| PNB003 | 100 | 75 | 9 | 140 | 90-110 |
| PNB004 | 150 | 90 | 10 | 170 | 110-125 |
| PNB005 | 200 | 100 | 11 | 185 | 110-125 |
| PNB006 | 400 | 120 | 12 | 220 | 125-150 |
| PNB007 | 750 | 150 | 15 | 300 | 150-180 |