



# AUTOCLAVES DE TABLE AUXILAB

Réf. ZCK016, ZCK017, ZCK018, ZCK019

- Petits autoclaves de classe B entièrement automatiques
- Facilité d'utilisation et d'entretien
- Écran LCD
- Interface disponible en espagnol et en anglais
- Six programmes de stérilisation prédéfinis pour les matériaux solides, poreux et creux
- Programme de stérilisation prédéfini spécial pour l'inactivation des prions
- Programme défini par l'utilisateur
- Programmes pour les tests de vide, BD (Bowie-Dick) et Helix
- Programme de nettoyage
- Possibilité de définir un mot de passe utilisateur
- Avec imprimante et sortie USB
- Système de verrouillage électrique et mécanique de la porte
- Protection électrique contre les courts-circuits



Référence	ZCK016	ZCK017	ZCK018	ZCK019
Modèle	AXL8L	AXL12L	AXL18L	AXL22L
Capacité	8 L	12 L	18 L	22 L
Température de stérilisation	105-134°C			
Durée de stérilisation	4-60 min			
Pression maximale de service	0,21-0,23 MPa			
Cycles de vide	1-10			
Temps de séchage	1-25 min			
Dimensions de la chambre	Ø170x320 mm	Ø200x360 mm	Ø250x350 mm	Ø250x450 mm
Matériau de la chambre	Acier inoxydable 304			
Dim. de l'équipement (LxIxH)	640 x 440 x 365 mm		670 x 500 x 435 mm	
Poids net	45 kg	48 kg	53 kg	55 kg
Alimentation électrique	220V, 50Hz			
Puissance	1,95 kW			