



HOMOGÉNÉISATEUR À GRANDE VITESSE H-2

Réf. ZHB006

L'homogénéisateur haute vitesse H-2 Nahita homogénéise efficacement les matériaux broyés dans des milieux liquides grâce à l'action de coupe et de dispersion générée par sa tête. Son fonctionnement à grande vitesse assure un mélange liquide uniforme des matériaux, répondant à des normes élevées d'homogénéisation, d'émulsification et de dispersion.



Application: Idéal pour la recherche, le développement de produits, le contrôle qualité et les processus éducatifs.



Vitesse: Plage de 8 000 à 30 000 tr/min avec 6 niveaux de réglage.



Capacité: Traite des volumes de 150 à 10 000 mL.



Structure: Base métallique avec tapis antidérapant et tiges de support inclus.



Accessoire: Comprend une hélice de Ø25 mm adaptée aux volumes de 250–5000 mL.

Référence	ZHB006
Modèle	H-2
Type	Modèle avec alimentation par câble
Moteur	Sans balais
Plage de vitesse totale	8.000-30.000 rpm
Réglage de la vitesse	Réglage continu, 6 niveaux de vitesse
Capacité totale	150-10.000 mL
Palette incluse	Ø25 (pour des volumes de 250–5000 mL)
Matériau de la palette	Acier inoxydable 316
Température ambiante / Humidité	5-40°C/ 80% HR
Alimentation électrique	220vAC - 50Hz
Puissance	1300 W
Dimensions	350x250x650 mm
Poids	10.40 kg

Accessoires pour ZHB006 :

- Fabriqués en acier inoxydable 316

Réf.	Palette dim.	Pour capacités	Plage de vitesses	Viscosité recommandée
ZHD020	Ø18x225 mm	150-3.000 mL	10.000-30.000 rpm	5.000 mPas
ZHD021	Ø25x225 mm	250-5.000 mL	9.000-28.000 rpm	8.000 mPas
ZHD022	Ø36x225 mm	500-10.000 mL	8.000-25.000 rpm	10.000 mPas