

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD MATRAZ ERLLENMEYER
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ FIOLE ERLLENMEYER
CONFORMITY CERTIFICATE ERLLENMEYER FLASK

Por el presente documento, certificamos que las siguientes probetas son de clase B y han sido fabricadas de acuerdo a las especificaciones de la norma ISO 1773, cumpliendo los controles de calidad.

We hereby certify that the following specimens are class B and have been manufactured according to the specifications of ISO 1773, complying with the quality controls.

Nous certifions par la présente que les éprouvettes suivantes sont de classe B et ont été fabriquées conformément aux spécifications de la norme ISO 1773, en respectant les contrôles de qualité.

Referencia Code Denominación Name Référence Dénomination	Volumen Volume Volume	d1	d2	h
CDB025 Erlenmeyer flask wide neck	50mL	51 +/- 1 mm	34 +/- 1 mm	85 +/- 2 mm
CDB026 Erlenmeyer flask wide neck	100mL	64 +/- 1 mm	34 +/- 1 mm	110 +/- 2 mm
CDB027 Erlenmeyer flask wide neck	250 mL	85 +/- 1mm	50 +/- 1 mm	140 +/- 2 mm
CDB028 Erlenmeyer flask wide neck	500 mL	105 +/- 1mm	50 +/- 1 mm	175 +/- 2 mm
CDB029 Erlenmeyer flask wide neck	1000 mL	131 +/- 1mm	50 +/- 1 mm	220 +/- 2 mm
CDB020 Erlenmeyer Flask,Narrow neck, Straight Rim,Reinforc	50 mL	51 +/- 1 mm	22 +/- 1 mm	85 +/- 2 mm
CDB021 Erlenmeyer Flask,Narrow neck, Straight Rim,Reinforc	100 mL	64 +/- 1 mm	22 +/- 1 mm	105 +/- 2 mm
CDB022 Erlenmeyer Flask,Narrow neck, Straight Rim,Reinforc	250 mL	85 +/- 1 mm	34 +/- 1 mm	145 +/- 2 mm
CDB023 Erlenmeyer Flask,Narrow neck, Straight Rim,Reinforc	500 mL	105 +/- 1 mm	34 +/- 1 mm	175 +/- 2 mm
CDB024 Erlenmeyer Flask,Narrow neck, Straight Rim,Reinforc	1000 mL	131 +/- 1 mm	42 +/- 1 mm	220 +/- 2 mm
CDB051 Erlenmeyer Flask,Narrow neck, Straight Rim,Reinforc	2000 mL	166 +/- 1 mm	50 +/- 1 mm	280 +/- 2 mm



* ISO 1773

Material de vidrio para laboratorio. Frascos de ebullición de cuello estrecho

Laboratory glassware – Narrow neck boiling flask

Verrerie de laboratoire – Ballons d'ébullition à col étroit