

**CERTIFICADO DE CONFORMIDAD, PROBETAS GRADUADAS C/TAPÓN DE PLÁSTICO CLASE "B"**  
**CONFORMITY CERTIFICATE, MEASURING CYLINDERS GRADUATE CLASS "B"**  
**CERTIFICAT DE CONFORMITÉ, ÉPROUVETTES GRADUÉES CLASSE "B"**

Por el presente documento, certificamos que las siguientes probetas son de clase B y han sido fabricadas de acuerdo a las especificaciones de la norma ISO 4788, cumpliendo los controles de calidad.

We hereby certify that the following specimens are class B and have been manufactured according to the specifications of ISO 4788, complying with the quality controls.

Nous certifions par la présente que les éprouvettes suivantes sont de classe B et ont été fabriquées conformément aux spécifications de la norme ISO 4788, en respectant les contrôles de qualité.

Referencia Code Référence	Volumen nominal Nominal value Volume nominal	h	Graduación Graduate Graduée	Esmerilado Ground Rodage	Tolerancia* Tolerance* Tolérance*
DBG010	5 mL	112 mm	0.1 mL	10/19	+/- 0.1 mL
DBG011	10 mL	135 mm	0.2 mL	10/19	+/- 0.2 mL
DBG012	25 mL	160 mm	0.5 mL	19/26	+/- 0.5 mL
DBG013	50 mL	195 mm	1.0 mL	19/26	+/- 1.0 mL
DBG014	100 mL	240 mm	1.0 mL	29/32	+/- 1.0 mL
DBG015	250 mL	320 mm	2.0 mL	29/32	+/- 2.0 mL
DBG016	500 mL	380 mm	5.0 mL	34/35	+/- 5.0 mL
DBG017	1000 mL	420 mm	10.0 mL	45/40	+/- 10.0 mL
DBG018	2000 mL	520 mm	20.0 mL	45/40	+/- 20.0 mL

\* DIN EN ISO 4788

Material de vidrio para laboratorio. Probetas cilíndricas graduadas

Laboratory glassware - Graduated measuring cylinders

Verrerie de laboratoire - Eprouvettes graduées cylindriques

Instrumentos de medición | Testing devices | Instruments de contrôle:

1 | Balanza | Balance | Balance : MODEL TG328 500g/1mg ; MODEL FG615 (1-2)kg/2mg ; MODEL TG318 1000g/2mg

La calibración se efectúa anualmente | The calibration is effected every year | Le calibrage est effectué toutes les années

2 | Termómetro | Thermometer | Thermomètre: MODEL 0-50 0/50 °C | 0.1 °C

La calibración se efectúa anualmente | The calibration is effected every year | Le calibrage est effectué toutes les années

3 | Pesa | Weight | Poids: MODEL 500 g/class F1, 1kg/2kg/class F1, 1000g/F2

La calibración se efectúa anualmente | The calibration is effected every year | Le calibrage est effectué toutes les années