

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD MATRAZ ERLENMEYER
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ FIOLE ERLENMEYER
CONFORMITY CERTIFICATE ERLENMEYER FLASK

Por el presente documento, certificamos que los siguientes matraces han sido fabricados de acuerdo a las especificaciones de la norma ISO 1773:1999-05, cumpliendo los controles de calidad.

We hereby certify that the following flasks have been manufactured in accordance with the specifications of ISO 1773:1999-05, complying with the quality controls.

Nous certifions par la présente que les fioles suivantes ont été fabriquées conformément aux spécifications de la norme ISO 1773:1999-05, en respectant les contrôles de qualité.

Referencia Code Référence	Denominación Name Dénomination	Volumen Volume Volume	d1	d2	h
CDB012	Erlenmeyer flask ENDO	25 mL	45 mm	18 mm	70 mm
CDB013	Erlenmeyer flask ENDO	50 mL	55 mm	23 mm	80 mm
CDB014	Erlenmeyer flask ENDO	100 mL	65 mm	30 mm	110 mm
CDB015	Erlenmeyer flask ENDO	250 mL	85 mm	32 mm	140 mm
CDB016	Erlenmeyer flask ENDO	500 mL	105 mm	35 mm	185 mm
CDB017	Erlenmeyer flask ENDO	1000 mL	130 mm	44 mm	215 mm
CDB018	Erlenmeyer flask ENDO	2000 mL	170 mm	40 mm	290 mm
CDB019	Erlenmeyer flask ENDO	3000 mL	190 mm	40 mm	310 mm



* ISO 1773

Material de vidrio para laboratorio. Frascos de ebullición de cuello estrecho

Laboratory glassware – Narrow neck boiling flask

Verrerie de laboratoire – Ballons d’ébullition à col étroit

* ISO 3585

Vidrio de borosilicato 3.3

Borosilicate Glass 3.3

Verre borosilicate 3.3