

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
CONFORMITY CERTIFICATE
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

El fabricante declara | The manufacturer declares | Le fournisseur déclare:

Artículo | Article | Article

Portaobjetos con bordes 90°, banda mate, c/50 | Microscope slide with 90° edges, matt strip, b/50 | Lame de microscope, bande mate, angle 90°.

Referencia Code Référence	Dimensiones Dimesnions Dimensions	Ángulo Angle Angle
BPB001	26x76x1.2 mm	90°
BPB002	26x76x1.2 mm	90°
BPB016	26x76x1.2 mm	90°
BPB017	26x76x1.2 mm	90°
BPB018	26x76x1.2 mm	90°
BPB019	26x76x1.2 mm	90°
BPB043	26x76x1.2 mm	45°
BPB044	26x76x1.2 mm	45°

Cumple los estándares de calidad | Quality system compliance | Conformité du système de qualité

Los productos se fabrican bajo la norma ISO 9001:2015 e ISO 13485:2016. Los productos son inspeccionados y controlados a través de todo el proceso de producción de acuerdo con las actuales especificaciones de producto aplicables. Los registros de inspección son revisados y firmados por personal cualificado para la liberación del producto.

The products have been manufactures under the ISO 9001:2015 and ISO 13485:2016 standard. Products are inspected and controlled through whole production processing in accordance with current applicable product specification and QC SOP. Inspection records are reviewed and signed off by qualified personnel for product release.

Les produits ont été fabriqués selon les normes ISO 9001:2015 et ISO 13485:2016. Les produits sont inspectés et contrôlés tout au long du processus de production conformément à la spécification du produit et à la procédure de contrôle de qualité applicables. Les dossiers d'inspection sont examinés et signés par du personnel qualifié pour la libération du produit.

Pruebas de calidad | Quality testing | Tests de qualité

Se recogen muestras representativas de la producción y se inspeccionan de acuerdo con las especificaciones aplicables al producto actual.

Representative production samples are collected and inspected in accordance with current applicable products specifications.

Des échantillons représentatifs de la production sont collectés et inspectés conformément aux spécifications des produits en vigueur.

Especificaciones | Specifications | Spécifications

Material Material Matériau	Sheet Glass
Longitud Length Longueur	76.00 mm
Anchura Width Largeur	26.00 mm

Espeor Thickness Épaisseur	1/1.2 mm
Humectabilidad Wettability Mouillabilité	ISO 8037-2

Composición química | Chemical composition | Composition chimique

SiO ₂	72.56%
Al ₂ O ₃	1.32%
CaO	7.41%
MgO	3.96%
K ₂ O	0.42%
Na ₃ O	13.92%
Fe ₂ O ₃	0.09%

Propiedades físicas | Physical property | Propriété physique


Índice de refracción Refractive index Indice de réfraction	1.52
Ratio de transmisión Transmission rate Taux de transmission (400-700 nm)	91%
Densidad del vidrio Glass density Densité du verre	2.5x10 ³ Kg/m ³
Rango de tolerancia de espesor Thickness tolerance range Plage de tolérance de l'épaisseur	0.95-1.10mm
Línea de cepillado Brush line Ligne de brosses	In line with GB4871-1995 grade A standar

El producto anterior no contiene ningún ingrediente de origen animal ni material derivado o expuesto a animales afectados o en cuarentena por la transmisión de la encefalopatía espongiforme animal (EET)/encefalopatía espongiforme bovina (EEB)

The above product contains no ingredients of animal origin and no material derived from, or exposed to animal affected by or under quarantine for transmitting Animal spongiform Encephalopathy (TSE) / Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE)

Le produit susmentionné ne contient aucun ingrédient d'origine animale ni aucune matière dérivée d'un animal affecté par une encéphalopathie spongiforme animale (EST) ou une encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), ou exposé à un tel animal, ou placé en quarantaine en vue de sa transmission.

Beriain, a 16 de Mayo de 2022

 **AUXILAB, S. L.**
 N. I. F. ESB 31072218
 MATERIAL PARA LABORATORIO
 Polig. Morea Norte, Calle D Nº 6 - Tel. 34-948 310513
 31191 BERIAIN-NAVARRA (ESPAÑA)

Product technician