

## CONFORMITY CERTIFICATE

Descripción | Description | Description: MEASURING CYLINDERS, GRADUATE CLASS A

Referencia | Code | Référence: DBB001, DBB002, DBB003, DBB003, DBB004, DBB005, DBB006, DBB007, DBB008, DBB009

Marca | Brand | Marque: Endo Glassware

Este certificado confirma que las siguientes probetas son de clase A y han sido fabricadas de acuerdo con las especificaciones de la norma EN ISO 4788 y DIN ISO 3585, cumpliendo con los requisitos de calidad establecidos.

This certificate confirms that the following cylinders are Class A and have been manufactured in accordance with the specifications of EN ISO 4788 and DIN ISO 3585, meeting the established quality requirements.

Ce certificat confirme que les éprouvettes suivantes sont de classe A et ont été fabriquées conformément aux spécifications des normes EN ISO 4788 et DIN ISO 3585, en respectant les exigences de qualité établies.

Code	Nominal Value (mL)	Height (mm)	Graduate (mL)	Tolerance* (mL)
DBB001	5	112	0.1	± 0.05
DBB002	10	135	0.2	± 0.10
DBB003	25	160	0.5	± 0.25
DBB004	50	195	1.0	± 0.50
DBB005	100	240	1.0	± 0.50
DBB006	250	320	2.0	± 1.00
DBB007	500	380	5.0	± 2.50
DBB008	1000	420	10.0	± 5.00
DBB009	2000	520	20.0	± 10.00

\*UNE-EN ISO 4788: Laboratory glassware - Graduated measuring cylinders

\*DIN ISO 3585: Borosilicate glass 3.3 — Properties

Fecha | Date | Date: 27/11/2025

Sello | Stamp | Timbre:

 **AUXILAB, S. L.**  
N.I.F. ESB31072218  
MATERIAL PARA LABORATORIO  
Pol. Morea Norte, B - Tel: 24-948 310 513  
31191 BERRIAIN - NAVARRA (ESPAÑA)