

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
DECLARATION OF CONFORMITY
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

En relación a los artículos: **TUBO DE ENSAYO 10-12 20x20 mm MARCADO Boro 3.3**

In relation to the articles: **TEST TUBES WITHOUT RIM 20x200mm Boro 3.3**

En rapport avec les articles: **TUBE À ESSAI B.DROIT MARQUÉ Boro 3.3 10-12 20x200 mm**


Por el presente documento declaramos que las características, medidas y precisión de los productos abajo indicados están en conformidad con la norma ISO 4142. El error máximo permitido en la capacidad cumple con los valores especificados en la norma ISO 4142. La temperatura estándar de referencia es 20°C.

We hereby declare that the features, measurements and accuracy of the products listed below are in accordance with ISO 4142. The maximum permissible error in capacity complies with the values specified in ISO 4142.

Nous déclare par la présente que les caractéristiques, les mesures et la précision des produits indiqués ci-dessous sont conformes à la norme ISO 4142. L'erreur maximale tolérée en matière de capacité est conforme aux valeurs spécifiées dans la norme ISO 4142. La température de référence standard est de 20°C.

Referencia Code Reference	Composición Química Chemical Composition Composition Chimique	Dimensiones Dimensions Dismensions
BGB072	SiO ₂ 81% B ₂ O ₃ 13% Na ₂ O or K ₂ O... 4% Al ₂ O ₃ 2%	O.D.:..... 20 mm Length:..... 200±1 mm hickness:..... 1.2±0.1 mm

Beriain, 16th May 2022

 **AUXILAB, S. L.**
N. I. F. ESB 31072218
MATERIAL PARA LABORATORIO
Políg. Morea Norte, Calle D N 6 · Tel: 34-948 310513
31191 BERIAIN-NAVARRA (ESPAÑA)

Rubén Martínez
Product technician