



## Supports de laboratoire

Très utiles dans les laboratoires de physique - chimie, les supports sont utilisés pour le maintien de différents équipements et instruments de laboratoires pour la réalisation de montages expérimentaux. Vous pourrez trouver dans notre catalogue des supports avec tige de différentes formes ainsi que des supports de type trépied.



### Forme A: FCB001

Base en fonte d'acier peint au four et tige en acier chromé. Avec pieds en caoutchouc sur la base.

Référence	Base	Tige (L×Ø)
FCB001	200×30 mm	600×10 mm



### Statif plateau: FCB006, FCB007, FCB008, FCB009, FCB022, FCB023, FCB025

Base en plaque d'acier ou fonte d'acier peint au four et tige en acier chromé.

Référence	Couleur	Matériaux	Base	Tige (L×Ø)
FCB006	Noir	Plaque	100×175mm	500×10mm
FCB007	Noir	Plaque	125×225mm	500×10mm
FCB008	Noir	Plaque	150×250mm	500×10mm
FCB009	Negro	Plaque	150×300mm	500×10mm
FCB022	Bleu	Tôle renforcée	135×200mm	500×10mm
FCB023	Bleu	Tôle renforcée	175×300mm	500×10mm
FCB025	Bleu	Tôle renforcée	75×115mm	500×10mm



### Statif plateau avec tige: FCB024, FCB028, FCB029


Base en fonte peinte en bleu et tige chromée.

Référence	Base	Tige (L×Ø)
FCB024	200×125mm	600×10mm
FCB028	160×100mm	500×10mm
FCB029	250×160mm	760×12mm



## Supports de laboratoire

Très utiles dans les laboratoires de physique - chimie, les supports sont utilisés pour le maintien de différents équipements et instruments de laboratoires pour la réalisation de montages expérimentaux. Vous pourrez trouver dans notre catalogue des supports avec tige de différentes formes ainsi que des supports de type trépied.



### Statif trépied: FCB013, FCB010, FCB011, FCB012

Base en fonte d'acier peint au four et tige en acier chromé. Avec pieds en caoutchouc sur la base pour le modèle plaque.

Référence	A	B	Tige	Couleur
FCB013	85 mm	130 mm	500×10 mm	Bleu
FCB010	110 mm	170 mm	600×10 mm	Bleu
FCB011	135 mm	210 mm	700×10 mm	Bleu
FCB012	175 mm	30 mm	800×10 mm	Bleu



### Support trépied anneau rond: FFB001, FFB002, FFB003, FFB004, FFB005

Structure de l'anneau et pieds en acier chromé ou inoxydable et les embouts caoutchouc aux pieds.

Référence	Matériaux	Diamètre	Hauteur
FFB001	Acier chromé	125 mm	200 mm
FFB002	Acier chromé	150 mm	200 mm
FFB003	Acier chromé	200 mm	200 mm
FFB004	Acier inoxydable	120 mm	200 mm
FFB005	Acier inoxydable	150 mm	200 mm



### Support H avec 3 tiges verticales: FCB031, FCB032

Base en fonte peinte en bleu, 500x250 mm

Composé de:

- 3 tiges verticales
- 2 tiges horizontales
- 6 noix
- Avec pieds en caoutchouc

Référence	Tiges verticales dim. (Ø×L)	Tiges horizontales dim. (Ø×L)
FCB031	10x800 mm	10x500 mm
FCB032	12x800 mm	12x500 mm