

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (TECHNICAL SPECIFICATIONS):

Referencia (Code): CGL009

Descripción (Description): TAPON ROSCA SEGURIDAD P/FRASCO CRISTAL DIN28

(Screw-cap for glass bottle DIN28)

Método transformación (Transformation way): Inyección (Injection)

Peso neto (Net weight): 4,55 + - 0,3 gr

Peso bruto (Whole weight): 7,25 + - 0,3 gr

Material (Cap material): PE HD

Apto contacto con alimentos (Food ability): SI (Yes)

Cumple Euph (Euph Compliance) SI (Yes) SI (Yes)

Color (Colour): Blanco PE-3492 (White PE-3492)

Resistencia térmica (Termic resistance) 300°C

Cumple Euph (Euph Compliance) SI (Yes)

En Berriain a 24 de abril de 2020



AUXILAB, S.L.
N.º C. ESB01072218
MATERIAL DE LABORATORIO
Políg. Morea Norte, Calle DN 6 · Tel. 34-948 310 513
31191 BERRIAIN NAVARRA (ESPAÑA)

Beatriz Ariz Larumbe